


Including Cranioblades & Craniotomy Kits

The **MERIDIAN**^{Classic} cranial perforators



MERIDIAN *Classic*



Introduction

Meridian Classic – a cranial perforator for burr hole trepanation from adeor medical AG. Supplied as sterile, single-use version, the Meridian Classic comes in 3 popular sizes for a wide range of cranial access procedures.

The Meridian Classic is manufactured in Germany and offers a quality standard second to none. The cutting head profile of the Meridian Classic perforator range reduces the risk of accidental cutting of the dura, thereby vastly increasing the safety of the procedure. Suitable for even and uneven bone.

Einführung

Meridian Classic – ein Perforator-Design für die Burr-hole-Trepanation von adeor Medical. Die Meridian Classic Perforatoren sind als steril verpacktes Einmalprodukt in 3 populären Größen erhältlich. Mit einem bisher unerreichten Qualitätsstandard erzielen die Meridian Classic Perforatoren Trepanationsergebnisse der Extraklasse. Das Meridian Classic Schneidenprofil schützt die Dura effektiv vor unbeabsichtigter Perforierung. Geeignet für ebene sowie unebene Schädelknochen.

Single-Use Perforators

Made in Germany

Unique Benefits

- › Popular design for maximized familiarity
- › Suitable for skull thicknesses as thin as 2 mm
- › Safe release mechanism
- › Suitable for even and uneven bone
- › Universal Hudson fitting
- › Durable cutting efficiency
- › Different housing colors to easily identify the different models
- › Available in three most commonly used sizes

Produktmerkmale

- › *Populäres Design erlaubt gewohnte Arbeitsweise*
- › *Sicherer Auslösemechanismus*
- › *Einsetzbar bei ebenen und unebenen Schädelknochen*
- › *Konstante Schneidleistung*
- › *Universeller Hudsonschaft*
- › *Startet auch nach Unterbrechung*
- › *Verfügbar in drei Standardgrößen*
- › *Unterschiedliche Gehäusefarben für einfache Identifikation*



Single-Use Perforators

For use on skulls as thin as **2.0 mm**



MERIDIAN^{Classic} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER C6-9-S 6.0 mm / 9.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as **2.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces Codman® 26-1223



MERIDIAN^{Classic} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER C8-11-S 8.0 mm / 11.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as **2.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces Codman® 26-1222



MERIDIAN^{Classic} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER C11-14-S 11.0 mm / 14.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as **2.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces Codman® 26-1221

Single-Use Cranioblades

Made in Germany



HiCUT™ Disposable Wire Pass Drill

DWPD

- > replaces Codman® 26-1247 or AcraCut® 800-330
- > single-use, made in Germany
- > sterile, five units per package



HiCUT™ Disposable Cranioblade Spiral Flute

DCBSP

- > replaces AcraCut® 800-140
- > single-use, made in Germany
- > sterile, five units per package



HiCUT™ Disposable Cranioblade Straight Flute

DCBST

- > replaces Codman® 26-1246 or AcraCut® 800-130
- > single-use, made in Germany
- > sterile, five units per package

Order Data

PERFORATORS	Diameter	Intended Use
PER C6-9-S	Ø 6 / 9 mm Inner / outer diameter replaces Codman 26-1223	<i>For use on skulls as thin as 2.0 mm</i> <i>Für Schädeltdicken ab 2.0 mm</i>
PER C8-11-S	Ø 8 / 11 mm Inner / outer diameter replaces Codman 26-1222	<i>For use on skulls as thin as 2.0 mm</i> <i>Für Schädeltdicken ab 2.0 mm</i>
PER C11-14-S	Ø 11 / 14 mm Inner / outer diameter replaces Codman 26-1221	<i>For use on skulls as thin as 2.0 mm</i> <i>Für Schädeltdicken ab 2.0 mm</i>

CRANIOBLADES	
DWPD	HiCUT™ Disposable Wirepass Drill, five units per package replaces Codman 26-1247 and AcraCut 800-330
DCBSP	HiCUT™ Disposable Cranioblade Spiral Flute, five units per package replaces AcraCut 800-140
DCBST	HiCUT™ Disposable Cranioblade Straight Flute, five units per package replaces Codman 26-1246 or AcraCut 800-130

CRANIOTOMY KITS	
PER-KIT-COD-9	1 x Cranio Blade Straight 1 x Wire Pass Drill 1 x PER C6-9-S Ø 6/9 mm Disposable Perforator
PER-KIT-COD-11	1 x Cranio Blade Straight 1 x Wire Pass Drill 1 x PER C8-11-S Ø 8/11 mm Disposable Perforator
PER-KIT-COD-14	1 x Cranio Blade Straight 1 x Wire Pass Drill 1 x PER C11-14-S Ø 11/14 mm Disposable Perforator

adeor® is a registered trademark of adeor Medical AG.

adeor® ist eine eingetragene Marke der adeor Medical AG.

All rights of distribution, also by photocopy, reprint or storing and recovery in any kind of data processing device are reserved and require our written approval.

Alle Rechte der Verbreitung, Nachdruck (auch auszugsweise) oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art sind vorbehalten und bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Copyright 2014 adeor Medical AG
01-0814-D/E
Printed in Germany
August 2014

Copyright 2014 adeor Medical AG
01-0814-D/E
Gedruckt in Deutschland
August 2014

Codman is a trademark of Johnson & Johnson Inc.
AcraCut is a trademark of ACRA-CUT Inc.
adeor is not affiliated with any of the above.

Codman ist eine Marke der Johnson & Johnson Inc.
AcraCut ist eine Marke der ACRA-CUT Inc.
adeor ist mit keiner der genannten Firmen affiliert.

HEADQUARTERS

adeor Medical AG

Kirchplatz 1

D-82049 Pullach

Germany

Phone +49 (0) 89 74 44 23 98

Fax +49 (0) 89 74 42 48 09

eMail office@adeor.com

web www.adeor.com

adeor reserves the right of
technical changes.

EN ISO 13485:2003



Printed on recycled paper.
Gedruckt auf Recyclingpapier.

